

Пакеты бумажные объёмные термозапечатающиеся СтериСепт представляют собой медицинское изделие однократного применения различной ширины и длины, изготавливаются из специальной влагостойкой медицинской белой, крафт-бумаги плотностью 70 г/м² и имеют термоклеевые боковые швы. Упаковка вложений осуществляется с помощью термосваривающего прибора по клеевому клапану, окрашенному в голубой цвет.

Метод стерилизации: паровой, суховоздушный, газовый, радиационный. Индикатор стерилизации, размер, название упаковки и дополнительная информация расположены на лицевой части пакета вне зоны загрузки инструментов.

Срок сохранения стерильности инструментов, простерилизованных в термосвариваемых бумажных пакетах, составляет 1 год.

Раздел находится в разработке до 25 ноября 2015г.