

Пакеты комбинированные со складкой (объёмные) КЛИНИПАК представляют собой комбинированную упаковку различной ширины, состоящую из синтетической многослойной пленки и бумаги плотностью 60, либо 70 гр./м², и предназначенную для упаковывания небольших по толщине изделий.

Метод стерилизации – паровой, газовый (формальдегид, окись этилена).

Три индикатора стерилизации 1 класса, размер и название упаковки, ссылка на соответствие международным нормам и дополнительная информация расположены в зоне термосва между плёнкой и бумагой на лицевой стороне вне зоны загрузки инструментов.

Срок хранения изделий, запечатанных с помощью термосварочного аппарата и простерилизованных в комбинированной упаковке (а так же в пакетах, изготовленных из рулонов), составляет 2 года.

Данный вид упаковки представлен широким размерным рядом (уточняйте размеры у наших менеджеров). Кроме того, возможно изготовление пакетов любых нестандартных размеров по ВАШЕМУ заказу.



Пакеты комбинированные плоские для паровой и газовой стерилизации

□

Размеры

Кол-во

Цена (руб.) за 100 шт.

п/п

(мм)

(шт.)

цена базовая

Цена для ПАРТНЁРОВ*

1

100x55x300

500

2

100x55x400

500

3

100x55x450

500

4

150x60x300

500

5

150x60x400

500

6

200x65x400

500

7

200x65x450

500

8

200x65x500

500

9

250x60x480

500

10

250x75x500

500

11

410x90x610

250

12

440x90x640

250

* подробности в разделе ПАРТНЁРЫ