

**Пакеты комбинированные самоклеивающиеся КЛИНИПАК** представляют собой упаковку различной ширины, состоящую из синтетической многослойной пленки и бумаги плотностью 60 или 70 гр./м<sup>2</sup>, и предназначенную для упаковывания небольших по толщине изделий.

Мет  
од стерилизации – паровой, газовый (окись этилена), формальдегидный.

На лицевой стороне вне зоны загрузки инструментов расположены три индикатора стерилизации 1 класса, размер и название упаковки, ссылка на соответствие международным нормам и дополнительная информация.

Срок хранения изделий простерилизованных в самоклеивающихся пакетах изделий составляет 5 лет. Герметизация пакетов осуществляется вручную.

Данный вид упаковки представлен широким размерным рядом (уточняйте размеры пакетов у наших менеджеров). Кроме того, возможно изготовление пакетов любых нестандартных размеров по ВАШЕМУ заказу.

**Пакеты комбинированные плоские самоклеивающиеся КЛИНИПАК для паровой и газовой стерилизации (бумага/пленка)**

□

**Размеры**

**Кол-во**

**Цена (руб.)**

**п/п**

**(мм)**

**(шт.)**

**цена базовая**

**цена для ПАРТНЕРОВ\***

1

60x100

200

2

60x140

200

3

75x250

200

4

90x135

200

5

90x150

200

6

90x160

200

7

90x230

200

8

90x250

200

9

90x270

200

10

90x600

200

11

100x200

200

12

100x210

200

13

100x250

200

14

100x300

200

15

100x360

200

16

130x250

200

17

130x270



200

18

130x290

200

19

140x200

200

20

140x280

200

21

140x300

200

22

140x400

200

23

150x200

200

24

150x250

200

25

150x300

200

26

150x400

200

27

155x260

200

28

190x340

200

29

200x300

200

30

200x350

200

31

200x370

200

32

200x390

200

33

200x420

200

34

250x410

200

35

250x450

200

36

300x390

200

37



300x410

200

38

300x430

200

39

300x500

200

40

300x600

200

41

305x430

200

42

340x470

200

43

350x470

200

44

350x500

200

45

400x600

200

46

410x610

200

47

450x520

200

48

450x550

200

\* подробности в разделе ПАРТНЁРАМ