

Рулоны комбинированные плоские КЛИНИПАК представляют собой упаковку различной ширины, состоящую из синтетической многослойной пленки и бумаги плотностью 60 либо 70 гр./м², и предназначенную для упаковывания небольших по толщине изделий. Метод стерилизации – паровой, газовый (формальдегид, окись этилена).

Три индикатора стерилизации 1 класса, размер и название упаковки, ссылка на соответствие международным нормам и дополнительная информация расположены в зоне заводского термошва между плёнкой и бумагой на лицевой стороне вне зоны загрузки инструментов.

Срок хранения изделий, запечатанных с помощью термосварочного аппарата и простерилизованных в комбинированной упаковке (в том числе в пакетах, изготовленных из рулонов), составляет 2 года.

Данный тип упаковки представлен различными размерами (уточняйте размеры у наших менеджеров). Кроме того, возможно изготовление рулонов нестандартных размеров по ВАШЕМУ заказу.

Рулоны комбинированные плоские КЛИНИПАК для паровой и газовой стерилизации длина 200 м. (бумага/плёнка)

□

Размеры

Цена (руб.) за рулон

п/п

(мм/м)

цена базовая

цена для ПАРТНЁРОВ*

1

50x200м

2

55x200м

3

75x200м

4

100x200м

5

110x200м

6

120x200м

7

125x200м

8

130x200м

9

150x200м

10

160x200м

11

180x200м

12

200x200м

13

210x200м

14

215x200м

15

220x200м

16

250x200м

17

275x200м

18

300x200м

19

325x200м

20

350x200м

21

380x200м

22

400x200м

23

420x200м

24

430x200м

25

500x100м

26

600x100м

* подробности в разделе ПАРТНЁРЫ