

Рулоны комбинированные со складкой (объёмные) КЛИНИПАК представляют собой упаковку различной ширины, состоящую из синтетической многослойной пленки и бумаги плотностью 60, либо 70 гр./м², и предназначенную для упаковывания небольших по толщине изделий.

Метод стерилизации – паровой, газовый (формальдегид, окись этилена).

М

Три индикатора стерилизации 1 класса, размер и название упаковки, ссылка на соответствие международным нормам и дополнительная информация расположены в зоне заводского термошва между плёнкой и бумагой на лицевой стороне вне зоны загрузки инструментов.

Срок хранения изделий, запечатанных с помощью термосварочного аппарата и простерилизованных в комбинированной упаковке (в том числе в пакетах, изготовленных из рулонов), составляет 2 года.

Данный вид упаковки представлен различными размерами (уточняйте размеры у наших менеджеров). Кроме того, возможно изготовление рулонов нестандартных размеров по Вашему заказу.

Рулоны комбинированные со складкой (объёмные) КЛИНИПАК для паровой и газовой стерилизации длина 100 м. (бумага/плёнка)

□

Размеры

Цена (руб.) за рулон

п/п

(мм/мм/м)

цена базовая

цена для ПАРТНЁРОВ*

1

75x25x100м

2

75x30x100м

3

100x50x100м

4

150x50x100м

5

150x60x100м

6

200x55x100м

7

200x65x100м

8

210x55x100м

9

210x65x100м

10

250x65x100м

11

250x75x100м

12

300x80x100м

13

350x80x100м

14

350x90x100м

15

380x80x100м

16

400x65x100м

17

400x90x100м

18

420x90x100м

19

500x90x100м

* подробности в разделе ПАРТНЁРЫ