

Рулоны комбинированные плоские КЛИНИПАК- Tyvek® предназначены для плазменной стерилизации и изготовлены из волокон полиэтилена, чрезвычайно прочного на разрыв и с превосходными барьерными свойствами, минимальной адсорбцией стерилизационных газов, высочайшим уровнем антибактериальной защиты


Индикаторы стерилизации выполнены специальными химически обработанными чернилами. Стерилизация инициирует химическую реакцию, которая приводит к изменению цвета индикатора

Рулоны имеют различные размеры и применяются для упаковки предметов (инструментов) для их последующей стерилизации в среде паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой стерилизаторе

Индикатор стерилизации 1 класса, размер и название упаковки, ссылка на соответствие международным нормам и дополнительная информация расположены в зоне заводского термошва между плёнкой и бумагой на лицевой стороне вне зоны загрузки инструментов

Упаковочные материалы **TYVEK®** прошли испытания и одобрены к применению в плазменных стерилизаторах различных производителей стерилизационного оборудования.

По Вашему заказу возможно изготовление рулонов по индивидуальным нестандартным размерам



Рулоны комбинированные плоские КЛИНИПАК - Tyvek для плазменной стерилизации длина 70 м. (тайвек / плёнка)

№

Размеры

Цена (руб.) за рулон

п/п

(мм/м)

цена базовая

цена для ПАРТНЁРОВ*

1

50x70м

2

75x70м

3

100x70м

4

120x70м

5

150x70м

6

180x70м

7

200x70м

8

220x70м

9

250x70м

10

300x70м

11

350x70м

12

380x70м

13

400x70м

14

420x70м

15

500x70м

* подробности в разделе ПАРТНЁРЫ