

Мы разработали новый дизайн **пакетов для стерилизации со складкой**
"СтериСепт". Дизайн пакета соответствуют
всем требованиям менеджмента
качества в стерилизации медицинского инструмента

Мы **разработали** новый дизайн **пакетов для стерилизации со складкой**
"СтериСепт". Дизайн пакета
соответствуют всем требованиям менеджмента
качества в стерилизации медицинского инструмента.

Конструкция **пакета для стерилизации "СтериСепт"**:
- Имеют вырубку под пальцы для удобного и лёгкого заполнения **пакетов**.
- С внутренней стороны **пакета "СтериСепт"**; на месте закрытия **пакета**
нанесён термослой для герметизации
пакета
методом сварки.

- **Стерилизационный пакет** имеет дно с двойной герметизацией термоклеем и
сварено изнутри термослоем.
- Вертикальный шов **пакета бумажного** проклеен одной двумя дорожками
термоклея с возможностью контроля **качест**
ва
герметичности шва.

- **Пакет бумажный** со складкой **для стерилизации** "СтериСепт" снабже
н **индикаторо**
м процесса ((**свидетель процесса**) класса 1 для
контроля качества стерилизации

- На **пакете** нанесен размер, артикул, логотип торговой марки, наименование
производителя, сведения о случаях неиспользования **пакета**, указано
место вскрытия
пакета
, отведены места для указания упакованного
медицинского изделия **изделия**,
времени и даты
стерилизации.