

Иногда [потребителям](#) необходима не типовая **упаковка для стерилизации**, которая используется для нетипичного **медицинского инструмента** или используется как **внешняя групповая упаковка** для с **терилизации** при отказе от использования биксов. В таких случаях единственным выходом остается индивидуальное **производство под «заказ» пакетов** для **стерилизации «СтериСепт»**; с необходимыми Заказчику размерами.

Для удовлетворения потребностей в **производстве нестандартной упаковки для стерилизации под заказ**, мы оказываем услуги по **производству бумажных пакетов «СтериСепт»**; для с **терилизации** по индивидуальным размерам **плоских бумажных пакетов и пакетов со складкой для паровой и воздушной стерилизации**.

Размер **пакетов для стерилизации медицинских изделий «СтериСепт»**; ограничен технологическими возможностями оборудования линии и могут быть любыми в пределах: периметр пакета 900 мм., ширина пакета 380 мм., длина пакета 680 мм., что достаточно для удовлетворения спроса на любой размер **бумажной упаковки для стерилизации «Стерисепт»**;

При индивидуальном заказе производства **пакетов для стерилизации «СтериСепт»**; возможен заказ нанесения логотипа или иной информации о заказчике на пакет.